

3-YEAR WARRANTY
3 ÉV GARANCIA



ENVIRONMENTAL DISINFECTION DEVICES
KÖRNYEZET-FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK



POWERED BY CLINIC AIR OIL-FREE COMPRESSORS
CLINIC AIR OLAJMENTES KOMPRESSZOROKKAL

ENVIRONMENTAL DISINFECTION DEVICES KÖRNYEZET-FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK

CLINIC DECO 1 KÉZI LEÁLLÍTÁS

Generic manual disinfection of objects and surfaces.
Tárgyak és felületek általános kézi fertőtlenítése.



CLINIC DECO 1D
Compressor without tank
Kompresszor tartály nélkül



CLINIC DECO 1A
Compressor with tank
Kompresszor tartállyal

230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Motor Motor	0,75 kW (1,00 LE)
Air Delivery Levegőszállítás	70 l/perc 3 bar-on
Max Pressure Max. nyomás	3 bar - Deco 1D 8 bar - Deco 1A
Sound Level Zajszint	72 dB(A)
Tank Tartály	5 l - Deco 1A

FOG 1: MANUAL NEBULIZING SPRAY GUN FOG 1: KÉZI PORLASZTÓ SZÓRÓPISZTOLY

Liquid Delivery Folyadék kijuttatás	7 L/h
Max Pressure Max. nyomás	3 bar
Droplet Size Csepp mérete	30 µm
Aluminum Canister Alumínium tartály	0,5 / 1 liter

- Includes pressure stabilizer and 10 m spiral hose
Nyomáskiegyenlítőt és 10 m spiráltömlőt tartalmaz
- Uses sanitizing solutions SANIBACT, PEROX or equivalent
SANIBACT, PEROX, vagy azzal egyenértékű fertőtlenítő oldatot használ

CLINIC DECO 2 AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS

Disinfection of vehicles. Up to 40 m³ application volume.
Gépjárművek fertőtlenítése. Legfeljebb 40 m³ mennyiség kijuttatása.



230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Motor Motor	0,75 kW (1,00 LE)
Air Delivery Levegőszállítás	85 l/perc 5 bar-on
Max Pressure Max. nyomás	8 bar
Sound Level Zajszint	67 dB(A)
Tank Tartály	10 liter

FOG 2: AUTOMATIC FOGGING MACHINE FOG 2: AUTOMATIKUS KÖDKÉPZŐ GÉP

Liquid Delivery Folyadék kijuttatás	4 L/h
Max Pressure Max. nyomás	5 bar
Droplet Size Csepp mérete	3,5 - 20 µm
Plastic Canister Műanyag tartály	0,5 / 1 liter

- With adjustable automatic cut-off timer
Beállítható automatikus leállítás-időzítővel
- Includes 3 m polyurethane connection hose
3 m poliuretán csatlakozótömlővel
- Uses sanitizing solutions FOG-IT PLUS SF, PEROX or equivalent
FOG-IT PLUS SF, PEROX vagy azzal egyenértékű fertőtlenítő oldatot használ

CLINIC DECO 3 AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS

Disinfection of spaces. Up to 400 m³ application volume.
Terek fertőtlenítése. Legfeljebb 400 m³ mennyiség kijuttatása.



230V - 50Hz

OIL-FREE COMPRESSOR OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Motor Motor	1,80 kW (2,50 LE)
Air Delivery Levegőszállítás	150 l/perc 5 bar-on
Max Pressure Max. nyomás	10 bar
Sound Level Zajszint	64 dB(A)
Tank Tartály	3 liter

FOG 3: AUTOMATIC FOGGING MACHINE FOG 3: AUTOMATIKUS KÖDKÉPZŐ GÉP

Liquid Delivery Folyadék kijuttatás	6 L/h
Max Pressure Max. nyomás	5 bar
Droplet Size Csepp mérete	3,5 - 20 µm
Plastic Canister Műanyag tartály	10 liter

- With adjustable automatic cut-off timer
Beállítható automatikus leállítás-időzítővel
- Includes 10 m spiral hose
10 m poliuretán csatlakozótömlővel
- Uses sanitizing solutions FOG-IT PLUS SF, PEROX or equivalent
FOG-IT PLUS SF, PEROX vagy azzal egyenértékű fertőtlenítő oldatot használ

FEATURES AND FUNCTIONALITY | JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

CLINIC DECO disinfecting devices produce a sophisticated ultra-dry nebulization effect. This guarantees a safe and effective treatment on a variety of surfaces: electronic equipment, computers, desks, telephones, plastic components, delicate floors and fabrics. Through nebulization, millions of micro-particles are dispensed in suspension and in turn deposit on surfaces and objects, penetrating deeply, guaranteeing effective and fast sanitization and disinfection, reducing the consumption of disinfectant and ensuring the optimal elimination of microbes and viruses.

The CLINIC DECO product line consists of three models designed for an automatic operation. DECO 2 and DECO 3 can be set to operate automatically without the presence of the user. Just start the device, and walk away. The advanced portability of these devices facilitates a mobile usage and makes it possible to reach spaces with ease and effectiveness.

A CLINIC DECO fertőtlenítő berendezések kifinomult ultraszáraz porlasztóhatást érnek el. Ezzel garantálható a különböző felületek biztonságos és hatékony fertőtlenítése: elektronikus berendezések, számítógépek, asztalok, telefonok, műanyag tartozékok, finom anyagú padlók és szövetek. A porlasztással több millió mikro-részecske kerül ki, amelyek ezt követően leülepednek a tárgyakra és a felületekre, mélyen behatolnak azokba, amellyel hatékony és gyors sterilizálás és fertőtlenítés érnek el, csökkentik az elhasznált fertőtlenítőszer mennyiségét, és biztosítva a mikrobák és vírusok optimális megsemmisítését. A CLINIC DECO termékcsalád három, automatikus működésre tervezett modellből áll. A DECO 2 és a DECO 3 beállítható a felhasználó jelenléte nélküli automatikus működésre. Csak indítsa be a berendezést, és sétáljon el. A berendezések korszerű hordozhatósága lehetővé teszi a mobilis használatot, valamint a területek könnyű és hatékony elérését.

CURING TIMES | KEZELÉSI IDŐK

Application Volume Kijuttatott mennyiség	Diluted Mixture Hígított keverék	CLINIC DECO 2	CLINIC DECO 3
>0 m ³ <40 m ³	1 liter	15 perc	10 perc
>40 m ³ <80 m ³	2 liter	30 perc	20 perc
>80 m ³ <120 m ³	3 liter	-	30 perc
>120 m ³ <160 m ³	4 liter	-	40 perc
>160 m ³ <200 m ³	5 liter	-	50 perc
>200 m ³ <240 m ³	6 liter	-	60 perc
>240 m ³ <280 m ³	7 liter	-	70 perc
>280 m ³ <320 m ³	8 liter	-	80 perc
>320 m ³ <360 m ³	9 liter	-	90 perc
>360 m ³ <400 m ³	10 liter	-	100 perc

AUTOMATIC STOP | AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS

CLINIC DECO 2 CLINIC DECO 3



- The adjustable automatic cut-off timer controls the curing time of the disinfectant without the presence of the user. Simply set the timer and begin the disinfection. The device will stop automatically when the time is up.

A beállítható automatikus leállítási-idejű végzi a fertőtlenítővel történő kezelés idejének vezérlését, a felhasználó jelenléte nélkül. Egyszerűen állítsa be az időzítőt, és kezdje el a fertőtlenítést. Amikor az idő lejár, a berendezés automatikusan megáll.

NEBULIZERS | PORLASZTÓ KÉSZÜLÉKEK

MANUAL NEBULIZING SPRAY GUN KÉZI PORLASZTÓ SZÓRÓPISZTOLY



FOG 1

- Includes pressure stabilizer and 10 m spiral hose
Nyomáskiegyenlítőt és 10 m spirál tömlőt tartalmaz
- Air consumption: 60 L/min
Levegő felhasználás: 60 l/perc

AUTOMATIC FOGGING MACHINE AUTOMATIKUS KÖDKÉPZŐ GÉP



FOG 2

- Up to 40 m³ application volume
Max. 40 m³ kijuttatott mennyiség
- Includes 3 m polyurethane hose
3 m poliuretán csatlakozótömlőt tartalmaz
- Air consumption: 60 L/min
Levegő felhasználás: 60 l/perc

AUTOMATIC FOGGING MACHINE AUTOMATIKUS KÖDKÉPZŐ GÉP



FOG 3

- Up to 400 m³ application volume
Max. 400 m³ kijuttatott mennyiség
- Includes 0,5 m polyurethane hose
0,5 m poliuretán tömlőt tartalmaz
- Air consumption: 110 L/min
Levegő felhasználás: 110 l/perc

DISINFECTING SOLUTIONS | FERTŐTLENÍTŐ OLDATOK



SANIBACT

- ▶ CLINIC DECO 1 | 1:25 | 6 x 1 liter
- ▶ Suitable for general purpose disinfection.

Általános fertőtlenítésre alkalmas.



FOG-IT PLUS SF

- ▶ CLINIC DECO 2, 3 | 1:3 | 6 X 1 liter
- ▶ Suitable for disinfection in clinical settings.

Klinikai környezetben végzett fertőtlenítésre alkalmas.



PEROX

- ▶ CLINIC DECO 1, 2, 3 | 1:100 – 10:100 | 10 kg.
- ▶ Suitable for general purpose and clinical settings disinfection.

Általános és klinikai környezetben végzett fertőtlenítésre alkalmas.

COMPARATIVE ADVANTAGES | ELŐNYÖK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	CLINIC DECO	OTHER DISINFECTION TECHNOLOGIES EGYÉB FERTŐTLENÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK	
		Electric Elektromos	Ozone Ózon
CERTIFICATION TANÚSÍTVÁNY	Medical Device Orvosi eszköz	Medical Device Orvosi eszköz	Natural disinfectant Természetes fertőtlenítő
CURING TIME 40 m ³ KEZELÉSI IDŐ 40 m ³ esetén	15 perc	30 perc	90 perc
MINIMUM DRY DROPLET SZÁRAZ CSEPP MINIMÁLIS MÉRETE	3,5 µm	14 µm	-
SIDE EFFECTS MELLEKHATÁSOK	-	-	electronics' oxydation and materials breakdown elektronikai alkatrészek oxidálódása és anyagok lebomlása

KÖZPONTI IRODA

SILVER VEND Kft. - BESTHIGIENIA

2377 Örkény, Piac tér 2-4.

Tel: +36 29 510 260

Fax.: +36 29 311 892

Mobil: +36 30 921 88 68

E-mail: info@besthigienia.hu

Cégjegyzékszám: 1309063948

Adószám: 10604320213

www.besthigienia.hu



BESTHIGIENIA
INNOVATÍV FERTŐTLENÍTŐ MEGOLDÁSOK

USA OFFICE

Gentilin srl

PO BOX 511191

Milwaukee, WI 53203

Phone: +1 414-248-1976

Fax: +1 414-395-8138

Email: americas@gentilinair.com

www.clinic-air.com